




ピペット用  
**サンプル残留が極めて少ない**  
ネプチューンブランドバリアー付きチップ


**S<sup>3</sup>Polymer**

Low Retention Polymer

एसスリー ポリマー製  
ピペットチップ



S<sup>3</sup>Polymerチップを使用



通常のチップを使用



S<sup>3</sup>Polymer製のチップは、チップ内でのサンプル残留量が極めて少量です。


非常に精度の高い分注作業が可能となります。

チップ及びプラスチック容器ともにオートクレーブが可能です。多くの通常ピペットに利用可能です。

**Barrier Tip**


バリアー付きチップ

チップ内にある疎水性HDPE製バリアーが、エアロゾルによるコンタミを防ぎます。



S<sup>3</sup>Polymer製チップです。

エアロゾルバリアーチップがコンタミを防ぎます。



**Certified FREE**  
• RNase  
• DNase  
• Pyrogen  
• RNA/DNA  
• Sterile



Sterility: electron beam irradiated.  
Inhibitors: no significant levels of PCR or RE.

Nucleic acids: less than 5X10<sup>-11</sup> µg.  
Nucleases: less than 3.4X10<sup>-11</sup> Kunitz units of RNase, 1.7X10<sup>-11</sup> Kunitz units of DNase.  
Endotoxins/Pyrogens: less than 0.06 EU/ml of endotoxins.

全てのネプチューン製品は、FDA/GMPガイダンスに沿ってクリーンルーム内でオートメーション製造されています。

重松貿易株式会社

# Barrier Tip バリアーチップ



Certified  
• RNase  
• DNase  
• Pyrogen  
• RNA/DNA  
• Sterile



| Model     | Volume  | Tip Type                  | Packing            | Quantity/pack    | Catalog No.        | Price |
|-----------|---------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------|
| Bt 10     | 10 µl   | Micro Barrier Tip         | ラック/滅菌済            | 960チップ           | Bt10               | お問合せ  |
| Bt 10M    | 10 µl   | Multi-Channel Barrier Tip | ラック/滅菌済            | 960チップ           | Bt10M              | お問合せ  |
| Bt 10XL   | 10 µl   | Extra Long Barrier Tip    | ラック/滅菌済            | 960チップ           | Bt10XL             | お問合せ  |
| Bt 10E    | 10 µl   | Ultra Micro Barrier Tip   | ラック/滅菌済            | 960チップ           | Bt10E              | お問合せ  |
| Bt 10F    | 10 µl   | Finn Style Barrier Tip    | ラック/滅菌済<br>ESP/滅菌済 | 960チップ<br>960チップ | Bt10F<br>Bt10F-ESP | お問合せ  |
| Bt 20     | 20 µl   | Barrier Tip               | ラック/滅菌済<br>ESP/滅菌済 | 960チップ<br>960チップ | Bt20<br>Bt20-ESP   | お問合せ  |
| Bt 100    | 100 µl  | Barrier Tip               | ラック/滅菌済<br>ESP/滅菌済 | 960チップ<br>960チップ | Bt100<br>Bt100-ESP | お問合せ  |
| Bt 200    | 200 µl  | Barrier Tip               | ラック/滅菌済<br>ESP/滅菌済 | 960チップ<br>960チップ | Bt200<br>Bt200-ESP | お問合せ  |
| Bt 1000   | 1000 µl | Barrier Tip               | ラック/滅菌済            | 480チップ           | Bt1000             | お問合せ  |
| Bt Gel 30 | 30 µl   | Gel Loading Barrier Tip   | ラック/滅菌済            | 768チップ           | BtGel 30           | お問合せ  |



### ラックタイプ

各プラスチックケースは滅菌済みで、シュリンク包装されています。



### ESPタイプ

一度に簡単にチップを容器に移し替えます。無駄な廃棄容器を出さずコンパクトにチップが収納されています。

