




細胞輸送と取込み / Cell Delivery & Uptake

Cell Delivery & Uptake





製品番号	製品名 / 製品情報
9203	Delivery Bundle (Delivery Set)  2163-F100 5'-Tocopherol-CE Phosphoramidite, 100μmol 【劇物】 2194-F100 5'-Octyl-tocopherol-CE Phosphoramidite (5'-C8-Tocopherol), 100μmol 【劇物】 2189-F100 5'-Cholesterol-TEG-CE Phosphoramidite, 100μmol 【劇物】 2170-F100 5'-Cholesterol-CE Phosphoramidite, 100μmol 【劇物】 2199-F100 5'-Palmitate-C6-CE Phosphoramidite, 100μmol 【劇物】 2536-F100 bisDMT-Pyridoxine-C6-CE Phosphoramidite (Vitamin B6), 100μmol 【劇物】 2393-P010 3'-Palmitate SynBase™ CPG 1000/110, 4x1μmol ALL-FIT Columns 2394-P010 3'-Cholesterol SynBase™ CPG 1000/110, 4x1μmol ALL-FIT Columns

Lipophilic Modification

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2394	3'-Cholesterol SynBase™ CPG 1000/110 5-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-1-O-α-(6-(cholesterylcarbonylamino)-hexyl)-2-deoxy-D-ribose-3-O-succinoyl-long-chain alkylamino- CPG		【パッキング】 4x0.2μmol 10x0.2μmol 4x1μmol / 10x1μmol 4x0.2μmol MerMade 10x0.2μmol MerMade 4x1μmol MerMade 10x1μmol MerMade 100mg / 1g
2163	5'-Tocopherol-CE Phosphoramidite (2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-(4,8,12-trimethyltridecyl)]-chroman-6-yl-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッキング】 100μmol 250mg 【劇物】
2199	5'-Palmitate-C6-CE Phosphoramidite 2-Cyanoethyl (6-palmitamido-hexyl) diisopropylphosphoramidite		【パッキング】 100μmol 250mg 【劇物】

細胞輸送と取込み / Cell Delivery & Uptake



Lipophilic Modification

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2170	5'-Cholesterol-CE Phosphoramidite Cholesteryl-3-carboxamido-hexyl-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッキング】 100μmol 250mg 【劇物】
2189	5'-Cholesterol-TEG-CE Phosphoramidite 10-O-[1-propyl-3-N-carbamoylcholesteryl]-triethyleneglycol-1-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッキング】 100μmol 250mg 【劇物】
2194	5'-Octyl-tocopherol-CE Phosphoramidite (5'-C8-Tocopherol) 2-Cyanoethyl (8-(((2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-(4,8,12-trimethyltridecyl)]-chroman-6-yl)oxy)octyl) diisopropylphosphoramidite		【パッキング】 100μmol 250mg 【劇物】
2393	3'-Palmitate SynBase™ CPG 1000/110 5-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-1-O-α-(6-(palmitoylamino)-hexyl)-2-deoxy-D-ribose-3-O-succinoyl-long-chain alkylamino-CPG		【パッキング】 4x0.2μmol 10x0.2μmol 4x1μmol 10x1μmol 100mg 1g



細胞輸送と取込み / Cell Delivery & Uptake

Vitamin Modification

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2530	5'-Niacin-CE Phosphoramidite Methyl 6-((((2 cyanoethoxy)(diisopropylamino phosphanyl)-oxy)methyl) nicotinate		【パッキング】 100μmol 100mg 250mg 500mg 【劇物】
2536	bisDMT-Pyridoxine-C6-CE Phosphoramidite (Vitamin B6) 6-(4,5-bis- dimethoxytrityloxy)-2- (methylpyridin-3- yl[oxy]acetamido)- hexyl-[(2- cyanoethyl)-(N,N- diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッキング】 100μmol 250mg 【劇物】