











非修飾固相担体 / Unmodified DNA Solid Supports

SynBase™ CPG Functionalised Supports

製品番号	製品名	構造式	製品情報
2317	dmf-dG SynBase™ CPG 1000/110		【Loading】 25–40μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 10x1μmol 10x50nmol MerMade / 10x0.2μmol MerMade / 10x1μmol MerMade / 1g / 5g / 25g
2272	iBu-dG SynBase™ CPG 1000/110		【Loading】 25–40μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 10x1μmol 10x50nmol MerMade / 10x0.2μmol MerMade / 10x1μmol MerMade / 1g / 5g / 25g
2275	Ac-dC SynBase™ CPG 1000/110		【Loading】 25–40μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 10x1μmol 10x50nmol MerMade / 10x0.2μmol MerMade / 10x1μmol MerMade / 1g / 5g / 25g
2263	Bz-dA SynBase™ CPG 500/110 S		【Loading】 35–50μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 10x1μmol 10x1μmol MerMade / 1g / 5g / 25g
2264	Bz-dC SynBase™ CPG 500/110 S		【Loading】 35–50μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 10x1μmol 10x1μmol MerMade / 1g / 5g / 25g






非修飾固相担体 / Unmodified DNA Solid Supports

SynBase™ CPG Functionalised Supports

製品番号	製品名	構造式	製品情報
2357	Ac-dC SynBase™ CPG 500/110 S		【Loading】 35–50μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 10x1μmol 10x1μmol MerMade / 1g / 5g / 25g
2262	iBu-dG SynBase™ CPG 500/110 S		【Loading】 35–50μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 10x1μmol 10x1μmol MerMade / 1g / 5g / 25g
2277	dmf-dG SynBase™ CPG 500/110 S		【Loading】 35–50μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 10x1μmol 10x1μmol MerMade / 1g / 5g / 25g
2261	dT SynBase™ CPG 500/110 S		【Loading】 35–50μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 10x1μmol 10x1μmol MerMade / 1g / 5g / 25g
2267	Bz-dA SynBase™ CPG 500/110 H		【Loading】 60–100μ mol/g. 【パッキング】 1g / 5g / 25g






非修飾固相担体 / Unmodified DNA Solid Supports

SynBase™ CPG Functionalised Supports

製品番号	製品名	構造式	製品情報
2268	Bz-dC SynBase™ CPG 500/110 H		【Loading】 60-100μ mol/g. 【パッキング】 1g / 5g / 25g
2375	Ac-dC SynBase™ CPG 500/110 H		【Loading】 60-100μ mol/g. 【パッキング】 1g / 5g / 25g
2266	iBu-dG SynBase™ CPG 500/110 H		【Loading】 60-100μ mol/g. 【パッキング】 1g / 5g / 25g
2278	dmf-dG SynBase™ CPG 500/110 H		【Loading】 60-100μ mol/g. 【パッキング】 1g / 5g / 25g
2273	Bz-dA SynBase™ CPG 1000/110		【Loading】 25-40μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 10x1μmol 10x50nmol MerMade / 10x0.2μmol MerMade / 10x1μmol MerMade / 1g / 5g / 25g






非修飾固相担体 / Unmodified DNA Solid Supports

SynBase™ CPG Functionalised Supports

製品番号	製品名	構造式	製品情報
2265	dT SynBase™ CPG 500/110 H		【Loading】 60–100μ mol/g. 【パッキング】 1g / 5g / 25g
2274	Bz-dC SynBase™ CPG 1000/110		【Loading】 25–40μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 10x1μmol 10x50nmol MerMade / 10x0.2μmol MerMade / 10x1μmol MerMade / 1g / 5g / 25g
2271	dT SynBase™ CPG 1000/110		【Loading】 25–40μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 10x1μmol 10x50nmol MerMade / 10x0.2μmol MerMade / 10x1μmol MerMade / 1g / 5g / 25g
2377	Bz-dA SynBase™ CPG 2000/110		【Loading】 15–35μ mol/g. 【パッキング】 1g
2376	Bz-dC SynBase™ CPG 2000/110		【Loading】 15–35μ mol/g. 【パッキング】 1g

非修飾固相担体 / Unmodified DNA Solid Supports

SynBase™ CPG Functionalised Supports

製品番号	製品名	構造式	製品情報
2378	iBu-dG SynBase™ CPG 2000/110		【Loading】 15-35μ mol/g. 【パッキング】 1g
2360	dT SynBase™ CPG 2000/110		【Loading】 15-35μ mol/g. 【パッキング】 1g
2381	Bz-dA SynBase™ CPG 3000/110		【Loading】 10-25μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 1g / 5g / 25g
2382	Bz-dC SynBase™ CPG 3000/110		【Loading】 10-25μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 1g / 5g / 25g
2383	Ac-dC SynBase™ CPG 3000/110		【Loading】 10-25μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 1g / 5g / 25g



非修飾固相担体 / Unmodified DNA Solid Supports

SynBase™ CPG Functionalised Supports

製品番号	製品名	構造式	製品情報
2384	iBu-dG SynBase™ CPG 3000/110	 succinyl1caa-CPG	【Loading】 10-25μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 1g / 5g / 25g
2386	dT SynBase™ CPG 3000/110	 succinyl1caa-CPG	【Loading】 10-25μ mol/g. 【パッキング】 10x40nmol / 10x0.2μmol / 1g / 5g / 25g



非修飾固相担体 / Unmodified DNA Solid Supports

SynBase™ CPG Unfunctionalised Supports

製品番号	製品名	構造式	製品情報
1175	Amino-SynBase™ CPG 3000/110 (LCAA)		【Nucleoside loading】 10-25μ mol/g. 【パッキング】 1g / 5g / 25g
1034	Amino-SynBase™ CPG 500/110 (LCAA)		【Nucleoside loading】 30-60μ mol/g. 【パッキング】 1g / 5g / 25g
1049	Amino-SynBase™ CPG 1000/110 (LCAA)		【Nucleoside loading】 20-50μ mol/g. 【パッキング】 1g / 5g / 25g

非修飾固相担体 / Unmodified DNA Solid Supports

Universal CPG Supports

製品番号	製品名	構造式	製品情報
2410	Universal Q SynBase™ CPG 1000/110 S		【Standard loading】 < 40μ mol/g. 【パッキング】 250mg / 1g
2300	Universal Q SynBase™ CPG 500/110		[TBDMS RNA合成には不適] 【パッキング】 250mg / 1g 10x1μmol / 10x1μmol MerMade /
2411	Universal Q SynBase™ CPG 1000/110 H		[TBDMS RNA合成には不適] 【パッキング】 250mg / 1g
2304	Universal SynBase™ CPG 1000/110		【パッキング】 500mg / 1g

Universal Polystyrene Support

製品番号	製品名	構造式	製品情報
2458	Universal-Q Polystyrene		[TBDMS RNA合成には不適] 【パッキング】 10x0.2μmol ALL-FIT / 10x1μmol ALL-FIT / 10x0.2μmol ABI3900/MM48 / 10x1μmol ABI3900/MM48 ALL-FIT columns are the luer type suitable for e.g. Expedite 8909 and ABI384/394