








スぺーサー修飾 / Spacer Modifiers

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2146	dSpacer-CE Phosphoramidite (abasic furan) 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-1',2'- dideoxyribose, 3'-[(2-cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッキング】 100μmol 250mg 【劇物】
2113	Spacer-CE Phosphoramidite C3 3-(4,4'-Dimethoxytrityloxy)propyl- 1-[(2-cyanoethyl)-(N,N- diisopropyl)]- phosphoramidite		【パッキング】 100μmol 250mg 500mg 【劇物】
2128	Spacer-CE Phosphoramidite 9 (TEG) 8-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)- triethyleneglycol, 1-[(2- cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]- phosphoramidite		【パッキング】 100μmol 250mg 【劇物】
2147	Spacer-CE Phosphoramidite C12 12-(4,4'- Dimethoxytrityloxy)dodecyl-1-[(2- cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]- phosphoramidite		【パッキング】 100μmol 250mg 【劇物】
2129	Spacer-CE Phosphoramidite 18 (HEG) 17-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)- hexaethyleneglycol, 1-[(2- cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]- phosphoramidite		【パッキング】 100μmol 100μmol (x5, x10, x25, x50) 250mg 250mg (x5, x10, x25, x50) 【劇物】

スペーサー修飾 / Spacer Modifiers

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2245	3'-Spacer C3 SynBase™ CPG 1000/110 1-(4,4'-Dimethoxytrityloxy)- propanediol-3-succinoyl-l- caa-CPG		【パッキング】 4x0.2μmol / 10x0.2μmol 4x1μmol / 10x1μmol 4x0.2μmol MerMade 10x0.2μmol MerMade 4x1μmol MerMade 10x1μmol MerMade 100mg / 1g
2395	3'-Spacer C3 SynBase™ CPG 3000/110 1-(4,4'-Dimethoxytrityloxy)- propanediol-3-succinoyl-l- caa-CPG		【パッキング】 4x0.2μmol 10x0.2μmol 4x0.2μmol MerMade 10x0.2μmol MerMade 100mg 1g