






結合試薬 / Conjugation Reagents

Amino Modification

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2350	3'-Amino-Modifier C7 CPG 1000 2-((4,4'- Dimethoxytrityloxy)methyl)-6- fluorenylmethoxycarbonylamino- hexane-1-succinoyl-Icaa-CPG		【パッケージング】 4x0.2μmol / 10x0.2μmol 4x1μmol / 10x1μmol 4x0.2μmol MerMade 10x0.2μmol MerMade 4x1μmol MerMade 10x1μmol MerMade 100mg / 1g
2182	(Hydrophilic) 5'-TFA-Amino- Modifier-11-CE Phosphoramidite 11-(trifluoroacetamido)-3,6,9- trioxaundecan-1-yl-[(2- cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]- phosphoramidite		【パッケージング】 100μmol 250mg A MMT-protected version of this product is also available. 【劇物】
2124	5'-TFA-Amino-Modifier C6-CE Phosphoramidite 6-(Trifluoroacetamino)hexyl- [(2-cyanoethyl)-(N,N- diisopropyl)]- phosphoramidite		【パッケージング】 100μmol 100μmol (x5, x10, x25, x50) 250mg 250mg (x5, x10, x25, x50) 【劇物】
2123	5'-MMT-Amino-Modifier C6-CE Phosphoramidite 6-(4- Monomethoxytritylamino)hexyl- [(2-cyanoethyl)-(N,N- diisopropyl)]- phosphoramidite		【パッケージング】 100μmol 100μmol (x5, x10, x25, x50) 250mg 250mg (x5, x10, x25, x50) 【劇物】
2193	(Hydrophilic) 5'-MMT-Amino- Modifier-11-CE Phosphoramidite 11-N-(4-monomethoxytrityl)- 3,6,9-trioxaundecan-1-yl-[(2- cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]- phosphoramidite		【パッケージング】 100μmol 250mg This product is also available as the TFA- protected version. 【劇物】

結合試薬 / Conjugation Reagents

Amino Modification

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2133	5'-MMT-Amino-Modifier C12-CE Phosphoramidite 12-(4-Monomethoxytritylamino)dodecyl-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージング】 100μmol 100μmol (x5, x10, x25, x50) 250mg 250mg (x5, x10, x25, x50) 【劇物】
2149	Amino-Modifier C2-dT-CE Phosphoramidite 5'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-5-[N-(trifluoroacetylaminoethyl)-3-acrylamido]-2'-deoxyuridine, 3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージング】 100μmol 250mg 500mg 【劇物】
2071	Amino-Modifier C6-dA-CE Phosphoramidite 5'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-N8-[6-(trifluoroacetylamino)-hex-1-yl]-8-amino-2'-deoxyadenosine, 3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージング】 100μmol 250mg 500mg 【劇物】
2141	Amino-Modifier C6-dC-CE Phosphoramidite 5'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N-dimethylformamide-5-[N-(trifluoroacetyl-aminohexyl)-3-acrylamido]-2'-deoxycytidine, 3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージング】 100μmol 250mg 500mg 【劇物】
2135	Amino-Modifier C6-dT-CE Phosphoramidite 5'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-5-[N-(trifluoroacetylaminohexyl)-3-acrylamido]-2'-deoxyuridine, 3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージング】 100μmol 250mg 500mg 【劇物】

結合試薬 / Conjugation Reagents

Amino Modification

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2369	3'-Amino-Modifier C6-dC CPG 5'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N-dimethylformamide-5-[N-(trifluoroacetyl- aminoethyl)-3-acrylamido]-2'-deoxycytidine, 3'-succinyl- lcaa-CPG		【パッケージング】 4x0.2μmol 10x0.2μmol 4x1μmol 10x1μmol 100mg 1g
2534	5'-TFA-Amino-Modifier -C5-CE Phosphoramidite 5-(Trifluoroacetyl-amino)pentyl-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]- phosphoramidite		【パッケージング】 100μmol 250mg 【劇物】
2371	3'-PT-Amino-Modifier C3 CPG N-(3-(O-(4,4'-Dimethoxytrityl))-propyl)-(2-carboxamide)-phthalimidyl- lcaa-CPG		【パッケージング】 4x0.2μmol 10x0.2μmol 4x1μmol 10x1μmol 100mg 1g
2532	5'-TFA-Amino-Modifier -C12-CE Phosphoramidite 12-(Trifluoroacetyl-amino)dodecyl-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]- phosphoramidite		【パッケージング】 100μmol 250mg 【劇物】
2365	3'-PT-Amino-Modifier C6 CPG N-(6-(O-(4,4'-Dimethoxytrityl))-hexyl)-(2-carboxamide)-phthalimidyl- lcaa-CPG		【パッケージング】 4x0.2μmol 10x0.2μmol 4x1μmol 10x1μmol 100mg 1g
2367	3'-Amino-Modifier C6-dT CPG 5'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-5-[N-(trifluoroacetyl-aminoethyl)-3-acrylamido]-2'-deoxyuridine, 3'-succinyl- lcaa-CPG		【パッケージング】 4x0.2μmol 10x0.2μmol 4x1μmol 10x1μmol 100mg 1g


結合試薬 / Conjugation Reagents

Thiol Modification




製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2361	3'-Thiol-Modifier C3 S-S CPG 1-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-propyl-disulfide, 1'-succinyl-lcaa-CPG		【パッケージング】 4x0.2μmol / 10x0.2μmol 4x1μmol / 10x1μmol 4x0.2μmol MerMade 10x0.2μmol MerMade 4x1μmol MerMade 10x1μmol MerMade 100mg / 1g
2191	Bz-S-C6-dT-CE Phosphoramidite 5'-(4,4'-dimethoxytrityl)-5-[N-(6-(3-benzoylthiopropionoyl)-aminoethyl)-3-acrylamido]-2'-deoxyuridine, 3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージング】 100μmol 250mg 【劇物】
9202	Thiol Bundle (Thiol Set) 2125-F100 5'-Thiol-Modifier-C6-CE Phosphoramidite, 100μmol 【劇物】 2126-F100 5'-Thiol-Modifier-C6 S-S CE Phosphoramidite, 100μmol 【劇物】 2187-F100 Hydrophilic S-Bz TEG-CE Phosphoramidite, 100μmol 【劇物】 2191-F100 Bz-S-C6-dT-CE Phosphoramidite, 100μmol 【劇物】 2361-P010 3'-Thiol-C3 S-S CPG, 4x1μmol ALL-FIT Columns		
2166	Thioctic Acid NHS Ester 1-((5-(1,2-dithiolan-3-yl)pentanoyl)oxy)-2,5-pyrrolidinedione		【パッケージング】 100μmol 250mg
2125	5'-Thiol-Modifier C6-CE Phosphoramidite (S-Trityl-6-mercaptohexyl)-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージング】 100μmol 250mg 【劇物】
2126	Thiol-Modifier C6 S-S CE Phosphoramidite 1-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-hexyl-disulfide, 1'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージング】 100μmol 100μmol (x5, x10, x25, x50) 250mg 250mg (x5, x10, x25, x50) 【劇物】

結合試薬 / Conjugation Reagents

Thiol Modification


製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2187	Hydrophilic S-Bz TEG-CE Phosphoramidite S-(1-(((2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)phosphino)oxy)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-yl)benzothioate		【パッキング】 100μmol 250mg 【劇物】

Carboxylate Modification

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2531	5'-Carboxy-C10-CE Phosphoramidite (2-chlorophenyl)diphenylmethyl 11-(((2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)phosphanyloxy)undecanoate		【パッキング】 150μmol 250mg 【劇物】
2057	5'-Carboxylate Modifier-CE Phosphoramidite (Carboxy-C5) (2-Chlorophenyl)diphenylmethyl 4-[(2-cyanoethoxy)-(N,N-diisopropylamino)phosphanoxy]pentanoate		【パッキング】 150μmol 250mg 【劇物】
2142	Carboxy-dT-CE Phosphoramidite 5'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-5-[3-methacryloyl]-2'-deoxyuridine, 3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッキング】 100μmol 250mg 500mg 【劇物】

結合試薬 / Conjugation Reagents

Aldehyde Modification

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2056	Formylindole Modifier-CE Phosphoramidite 5-(4,4'-Dimethoxytrityl)- deoxyribose-1-(indole-3- carboxaldehyde), 3- [(2- cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]- phosphoramidite		【パッキング】 100μmol 250mg 【劇物】