





ヌクレアーゼ耐性用修飾 / Modifications for Nuclease Resistance

Standard & UltraMILD 2'-OMe Phosphoramidites

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2041	2'-OMe-Bz-A-CE Phosphoramidite 5'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N-benzoyl-adenosine, 2'-O-methyl-3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージ】 250mg 500mg 1g 【劇物】
2083	2'-OMe-Pac-A-CE Phosphoramidite 5'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N-phenoxyacetyl-adenosine, 2'-O-methyl-3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージ】 250mg 500mg 1g 【劇物】
2042	2'-OMe-Bz-C-CE Phosphoramidite 5'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N-benzoyl-cytidine, 2'-O-methyl-3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージ】 250mg 500mg 1g 【劇物】
2043	2'-OMe-Ac-C-CE Phosphoramidite 5'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N-acetyl-cytidine, 2'-O-methyl-3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージ】 250mg 500mg 1g 【劇物】






ヌクレアーゼ耐性用修飾 / Modifications for Nuclease Resistance

Standard & UltraMILD 2'-OMe Phosphoramidites

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2044	<p>2'-OMe-dmf-G-CE Phosphoramidite</p> <p>5'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N-dimethylformamide-guanosine, 2'-O-methyl-3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite</p>		<p>【パッキング】 250mg 500mg 1g</p> <p>【劇物】</p>
2084	<p>2'-OMe-iPr-Pac-G-CE Phosphoramidite</p> <p>5'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N-(4-isopropylphenoxyacetyl)-guanosine, 2'-O-methyl-3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite</p>		<p>【パッキング】 250mg 500mg 1g</p> <p>【劇物】</p>
2045	<p>2'-OMe-U-CE Phosphoramidite</p> <p>5'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-uridine, 2'-O-methyl-3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite</p>		<p>【パッキング】 250mg 500mg 1g</p> <p>【劇物】</p>

ヌクレアーゼ耐性用修飾 / Modifications for Nuclease Resistance

2'-OMe Supports

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2312	2'-OMe-A RNA SynBase™ CPG 1000/110		【パッケージング】 10x0.2μmol 10x1μmol 100mg 250mg 1g MerMade columns 也可
2313	2'-OMe-Bz-C RNA SynBase™ CPG 1000/110		【パッケージング】 10x0.2μmol 10x1μmol 100mg 250mg 1g MerMade columns 也可
2314	2'-OMe-Ac-C RNA SynBase™ CPG 1000/110		【パッケージング】 10x0.2μmol 10x1μmol 100mg 250mg 1g MerMade columns 也可
2311	2'-OMe-dmf-G RNA SynBase™ CPG 1000/110		【パッケージング】 10x0.2μmol 10x1μmol 100mg 250mg 1g MerMade columns 也可
2310	2'-OMe-U RNA SynBase™ CPG 1000/110		【パッケージング】 10x0.2μmol 10x1μmol 100mg 250mg 1g MerMade columns 也可

ヌクレアーゼ耐性用修飾 / Modifications for Nuclease Resistance

2'-OMe RNA Modified Phosphoramidites

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2099	<p>2'-OMe-5-Me-U-CE Phosphoramidite (2'-OMe-T)</p> <p>5'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-methoxy-5-methyluridine, 3'- [(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite</p>		<p>【パッキング】 100μmol 250mg</p>
2192	<p>2'-OMe-N-Ac-5-Me-C-CE Phosphoramidite</p> <p>5'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N-acetyl-2'-methoxy-5-methylcytidine, 3'- [(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite</p>		<p>【パッキング】 100μmol 250mg</p> <p>【劇物】</p>
2098	<p>2'-OMe-I-CE Phosphoramidite</p> <p>5'-Dimethoxytrityl-inosine, 2'-O-methyl,3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite</p>		<p>【パッキング】 100μmol 250mg</p> <p>【劇物】</p>



ヌクレアーゼ耐性用修飾 / Modifications for Nuclease Resistance

2'-F "RNA" Phosphoramidites

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2079	2'-F-Ac-dC-CE Phosphoramidite 5'-Dimethoxytrityl-N-acetyl-deoxyCytidine, 2'-fluoro-3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージ】 250mg 【劇物】
2080	2'-F-dU-CE Phosphoramidite 5'-Dimethoxytrityl-deoxyUridine, 2'-fluoro-3'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージ】 250mg 【劇物】

ヌクレアーゼ耐性用修飾 / Modifications for Nuclease Resistance

Reverse (5' to 3') Synthesis

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2355	dA-5'-SynBase™ CPG 1000/110 3'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N-benzoyl-2'-deoxyadenosine, 5'-succinoyl- lcaa-CPG		【パッキング】 10x0.2μmol 10x1μmol 10x0.2nmol MerMade 10x1μmol MerMade 100mg 1g
2356	dC-5'-SynBase™ CPG 1000/110 3'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N-benzoyl-2'-deoxycytidine, 5'-succinoyl- lcaa-CPG		【パッキング】 10x0.2μmol 10x1μmol 10x0.2nmol MerMade 10x1μmol MerMade 100mg 1g
2298	dG-5'-SynBase™ CPG 1000/110 3'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N-isobutyryl-2'-deoxyguanosine, 5'-succinoyl-lcaa-CPG		【パッキング】 10x0.2μmol 10x1μmol 10x0.2nmol MerMade 10x1μmol MerMade 100mg 1g
2022	Bz-dA-5'-CE Phosphoramidite 3'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N-benzoyl-2'-deoxyadenosine, 5'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッキング】 250mg 500mg 1g 【劇物】
2023	Bz-dC-5'-CE Phosphoramidite 3'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N-benzoyl-2'-deoxycytidine, 5'-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッキング】 250mg 500mg 1g 【劇物】

ヌクレアーゼ耐性用修飾 / Modifications for Nuclease Resistance

Reverse (5' to 3') Synthesis

製品番号	製品名 / 化学名	構造式	製品情報
2021	iBu-dG-5'-CE Phosphoramidite 3'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N-isobutyryl-2'-deoxyguanosine, 5'- [(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージ】 250mg 500mg 1g 【劇物】
2093	dmf-dG-5'-CE Phosphoramidite 3'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N-dimethylformamide-2'-deoxyguanosine, 5'- [(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージ】 250mg 500mg 1g 【劇物】
2294	dT-5'-SynBase™ CPG 1000/110 3'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-thymidine, 5'-succinoyl-lcaa-CPG		【パッケージ】 10x0.2μmol 10x1μmol 10x0.2nmol MerMade 10x1μmol MerMade 100mg 1g
2020	dT-5'-CE Phosphoramidite 3'-(4,4'-Dimethoxytrityl)-thymidine, 5'- [(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite		【パッケージ】 250mg 500mg 1g 【劇物】