


prep4U

- ▶ 精製が必要な物質をお持ちですか？
- ▶ エナンチオマーに分割したいとお考えのラセミ混合物をお持ちですか？
- ▶ 現在保有されているペプチドは98%以上の純度が必要ですか？


Sirius Fine Chemical SiChem社はHPLCによる分取精製分野で長年の経験と深い知識を持っています。分割する必要のある物質がたとえ100mgであっても10kgであっても、またそれが逆相系(RP)であっても順相系(NP)であっても構いません。

幅広いカラムサイズ(太い-細い、長い-短い)、各種固定相(極性、無極性、キラルなど)を使用して対処いたします。またUV、DAD、RIなどの検出器やMS、NMRなど分析機器にも対応可能です。



▶ 分割・精製までの流れ

分割または分取精製したい化合物の少量サンプル(10mg程度)ともしお持ちであれば分析条件をご提供ください。Sirius Fine Chemical SiChem社にて分割、分取精製からスケールアップまでの条件を検討の上納期も含めた見積りいたします。ご注文と同時に必要量の化合物をご提供願います。



prep4U
c/o Sirius Fine Chemicals SiChem GmbH
Fahrenheitstr
28359 Bremen
Germany www.prep4u.eu



重松貿易株式会社 化学品部
Shigematsu & Co., Ltd.

大阪本社：〒541-0047
大阪市中央区淡路町2丁目2番5号
TEL: (06) 6231-6146 (代)
FAX: (06) 6231-6149