




SOLVIONIC

Lithium bis(fluorosulfonyl)imide (LiFSI)

次世代Liイオン電池用の有望な塩としての リチウムビス(フルオロスルホニル)イミド(LiFSI)!



- 200 °Cまでの熱的安定性
- 最高導電率: LiFSI > LiPF₆ > LiTFSI > LiClO₄ > LiBF₄
- 高電位安定性(3.0~5.0V vs. Li⁺/Li)



REF.	SALTS	PACKAGING
M0333A	Lithium bis(fluorosulfonyl)imide 99.9% LiF ₂ NO ₄ S ₂ ; [171611-11-3]; fw: 187.07; mp: 145°C H ₂ O ≤ 20ppm - packed under argon	50g 250g

バルク梱包または具体的なニーズについては、お問い合わせください。

カスタマイズ製剤:

お客様のニーズに合わせて、イオン液体をベースとした電解質、従来の電解質、または両者の混合物（ご要望に応じて添加物を含む）を調合します。

contact us:
info@shigematsu-bio.com



<大阪本社>

〒541-0047 大阪市中央区淡路町2丁目2番5号
TEL:(06)6231-6146 FAX:(06)6231-6149

WEB:www.shigematsu-bio.com/
Mail:info@shigematsu-bio.com

References :

Akihiko Sagara et al, "High-Rate Performance Solid-State Lithium Batteries with Silica-Gel Solid Nanocomposite Electrolytes using Bis(fluorosulfonyl)imide-Based Ionic Liquid" J. Electrochem. Soc. 167 070549 (2020)

Du et al., "Enabling fast charging of high energy density Li-ion cells with high lithium ion transport electrolytes", Electrochemistry Communications 103 (2019) 109-113

Kang et al., "Unraveling the role of LiFSI electrolyte in the superior performance of graphite anodes for Li-ion batteries", Electrochimica Acta 259 (2018) 949-954

Piper, D. et al., "Stable silicon-ionic liquid interface for next-generation lithium-ion batteries", Nat Commun 6, 6230 (2015)

G. B. Appetecchi, "Ionic Liquid-Based Electrolytes for High Energy, Safer Lithium Batteries", In Ionic Liquids: Science and Applications; Visser, A., et al.; ACS Symposium Series; ACS: Washington, DC, 2012.

Hong-Bo Han et Al., "Lithium bis(fluorosulfonyl)imide (LiFSI) as conducting salt for nonaqueous liquid electrolytes for lithium-ion batteries: Physicochemical and electrochemical properties", Journal of Power Sources, 2011, 196, 3623.