



マイコプラズマ検出キット

50%OFF キャンペーン!!

キャンペーン期間:2023年9月29日受注分まで



目視可能

マイコプラズマを、色の変化で目視可能です！

迅速

ワンステップ、60分のアッセイで、特別な機器は不要です。

検証済み

最大28のマイコプラズマ種を検出します。

高感度

細胞培養上清 1μL中の、>500cfuのマイコプラズマを検出できます。

目視でのマイコプラズマ検出




図1: MycoGenie Mycoplasma detection kit (商品コードMORV0011) を使用し、マイコプラズマ汚染の目視での検出を行った。
ES細胞の培養において、MycoPlasma Elimination Reagent (商品コードMORV0012) による処理3日後には、マイコプラズマが検出されなくなった。
チューブ1: ポジティブコントロール
チューブ2: 0日目
チューブ3: 3日目
チューブ4: ネガティブコントロール

優れた感度

マイコプラズマコピー数	目視結果の解釈
3.07×10^4	+++
3.07×10^3	++
3.07×10^2	+
3.07×10	—

表1: MycoGenie Rapid Mycoplasma Detection kit は、わずか 3.07×10^2 コピーのマイコプラズマを検出できた。これはin houseのPCR解析 (3.07×10^3 コピー) よりも高感度で、またin houseのqPCR解析 (3.07×10^2 コピー) と同等であった。

品名	商品コード	サイズ	通常価格	キャンペーン価格
MycoGenie Rapid Myco Plasma Detection Kit	MORV0011	20 Tests	¥ 52,400-	¥ 26,200-
	MORV0011-50	50 Tests	¥ 72,600-	¥ 36,300-

※税抜き価格となります。

<輸入元>



重松貿易株式会社 化学品部
Shigematsu & Co., Ltd.

<大阪本社>

TEL : (06)6231-6146 FAX : (06)6231-6149

<つくばライフサイエンスオフィス>

TEL : (029)848-3220 FAX : (029)848-3221

WEB : www.shigematsu-bio.com/ Mail : info@shigematsu-bio.com

<販売代理店>